

Sengevagt PIR-2003



Sengevagt PIR-2003 er fremtidens afløser for trædemåtter. Det er en infrarød detektor, der ser ud i en horisontal vifte.

Sengevagten stilles på gulvet i den medfølgende sokkel eller hænges på væggen ved hjælp af de medfølgende velcrobånd. Sengevagten placeres, så den registrerer når en person bevæger sig ud over sengekanten, eller når personen går på gulvet.

Sengevagtens diskrete størrelse gør at den ikke er i vejen.

Sengevagten er let at betjene da den kun har en knap (ON/OFF) der skal betjenes til daglig.

Sengevagten indeholder både relæ-udgang og trådløs sender, som gør det muligt at tilslutte den til både eksisterende udstyr samt KNOP ELEKTRONIK'S trådløse modtagere.

Sengevagten PIR-2003

Placering:

Sengevagten stilles på gulvet i den medfølgende sokkel eller hænges på væggen ved hjælp af de medfølgende velcrobånd.

Sengevagten placeres, så den registrerer når en person bevæger sig ud over sengekanten, eller når personen går på gulvet. Når sengevagten er placeret, bør den afprøves. Stil dig uden for dækningsområdet. Prøv så at række hånden ned i dækningsområdet, bevæg hånden og læg mærke til om dioden lyser på forsiden af sengevagten, hver gang den bliver aktiveret.

Betjening:

Sengevagten "låses op" ved at holde ON/OFF inde i mere end 3 sek. Derefter skifter den mellem on og off hver gang man trykker. 5 sek. efter sidste tryk er betjeningen låst igen. Sengevagten kan programmeres til at have 9 sek. Forsinkelse, så personalet kan nå at slå den fra når de kommer ind på stuen.

Batteriskift:

Åbn batteriboksen på modtagerens bagside, udtag de brugte batterier og isæt to nye batterier type LR6 1,5 volt "Alkaline".

Drifttid er ca. 6 måneder.

NB: Se efter, at + og - på batterierne vender korrekt ved isætning.

