

KNOP



Brugervejledning for Kindkontakt KK901



Tilsluttet anvendelse af KK901:

Produktet er designet således, at det f.eks. kan placeres tæt på en brugers hoved, så alarmerne kan aktiveres, blot brugeren drejer hovedet mod KK901.

KK901 kan anvendes, hvor brugeren ikke er i stand til at aktivere en alarm med træksnor eller trykknop.

KK901 kan aktivere en trådløs modtager i KNOP's 900-serie.

Vær opmærksom på rækkevidden som beskrevet i afsnittet "Kontrol af dækningsområde".

Placering:

KK901 skal placeres således, at brugeren nemt kan aktivere bolden på kontakten.

Kindkontakten kan f.eks. monteres på en svanehals, kontakt evt. din forhandler for nærmere oplysning.

Test og ibrugtagning:

Efter opsætning er det vigtigt, at brugeren og personalet afprøver produktet.

Personalet skal modtage en alarm på deres alarmanlæg/modtagere.

Der henvises til brugervejledning for de benyttede modtagere.

Betjening:

Når brugeren aktiverer KK901, vil den blinke med grønt lys.

Modtageren vil sende en kvittering retur, hvorefter KK901 vil lyse konstant grøn, som indikation af at transmissionen lykkedes.

Hvis transmissionen ikke lykkes, vil KK901 lyse med rødt lys, hvorefter KK901 vil gentage transmissionen op til 2 gange med 30 sekunders interval.

Kontrol af dækningsområde:

En person aktiverer KK901 (som beskrevet ovenfor), mens en anden går systematisk rundt i området og afmærker på en skitse over bygningen og området, hvor der er dækning.

Skitsen lægges på kontoret, så alle, der skal betjene systemet, kan se, hvor der er dækning.

Udenfor dækningsområdet kan der ikke modtages alarmer.

Dækningsområdet kan øges ved brug af et repeatersystem fra KNOP Elektronik.

Kontakt din forhandler for nærmere oplysning.

Batteri alarm:

Ved dårligt batteri i KK901, vil modtageren vise "Lav Batteri", når der modtages en alarm fra KK901.

Udskiftning af batteri:

Top og bund på KK901 skrues fra hinanden uden brug af værktøj.



Batteriet skubbes forsigtigt ud af holderen, med enden af f. eks. en vatpind eller tændstik.

Brug aldrig en metalgenstand.

Det nye batteri føres forsigtig ind i holderen **UDEN** brug af værktøj, da det kan kortslutte batteriet.

Anvend et CR2477 batteri. + skal vende op ad.

Efter batteriskift kontrolleres KK901 som beskrevet under "Test og ibrugtagning".

Rengøring:

Produktet kan rengøres med en fugtig klud eller spritserviet.

Produktet afprøves grundigt herefter.

Bortskaffelse:



Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Tilbehør:

Til opsætning:

Svanehals 30, 48 eller 60 cm og Super Clamp.

Batteri:

CR2477, Lithium 3V 950 mAh

(KK900/901 før S/N 57028 anvend CR2354)

Teknisk data:

Frekvens:	869.2125 MHz (FM)
Rækkevidde:	Op til 500 m ved fri sigt til en RX901B. **)
Batteritype:	1 stk. CR2477, Lithium 3V 950 mAh (KK900/901 før S/N 57028 anvend CR2354)
Batterilevetid (forventet):	Op til 5 år ved 5 aktiveringer pr. døgn. *)
Lav batteri alarm:	Ved ca. 1/3 rest kapacitet.
Omgivelse miljø:	Indendørs brug. <90 % fugtighed ikke kondenserende.
Omgivelse temperatur:	0-40° C
Kabinet type:	Hvid polyoxymethylen
Kabinet dimensioner:	Ø: 43mm L: 106mm
Gevind for montering:	3/8"
Tæthed:	IP40
Vægt inkl. batteri:	90g
Tilslutninger:	Ingen, trådløs kommunikation.

**) Forventet batterilevetid afhænger af brug og batterifabrikat.*

****) Målt udendørs med fri udsigt mellem sender og modtager. Indendørs er rækkevidden reduceret. Kontroller dækningsområdet som beskrevet i afsnittet "**Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**". Dækningsområdet kan øges med en repeater fra KNOP 900/901 serien.*