

# EPI-900



Vibrationsdetektor EPI-900 udgør sammen med føleren EPI900S og en trådløs modtager, en effektiv Epilepsi/krampealarm i sengen.

Føleren EPI900S placeres på oversiden af madrassen under topmadrassen og er derfor effektiv til at registrere rystelser fra såvel børn som voksne.

EPI900S kan også placeres på kørestole.

Epilepsialarmen er velegnet til rejser og overnatning uden for hjemmet, da sættet hurtigt kan pakkes sammen og tages med. Monteringen i sengen klares på få minutter. Epilepsialarmen og den trådløse modtager, kører på batteri, og er derfor fleksibel.